

# DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ STERILIZAČNÍHO CENTRA

OBALY - jednorázové obaly papírové nebo kombinované papír-fólie je nutné označit oddělením a druhem sterilizovaného materiálu, mimo aktivní část tohoto obalu (za svár)

- plnit jen ze dvou třetin

PŘENOSNÝ OBAL - uzavřený, omyvatelný – přepravka  
- nadepsaný oddělením

EXSPIRACE: **Označit podle uložení!**

- volně uložený obal – expirace 6 dnů
- chráněný /např. v lékárně, v bubnu/ - 12 týdnů
- dvojitý obal volně – 12 týdnů
- dvojitý obal chráněný – 6 měsíců

PŘEDSTERIL. PŘÍPRAVA - provádí jednotlivá oddělení sama  
- použité nástroje je nutné dekontaminovat v prostředku s virucidním účinkem  
- omýt  
- osušit  
- napsat počet a druh nástrojů  
- zdravotnický prostředek ošetřen olejem nutno zabalit do mezivrstvy (netkané textilie, gázy)

NELZE STERILIZOVAT - šití  
- jednorázové zdravotnické prostředky  
- duté nástroje  
- obal, který již prošel sterilizací  
- obal s prošlou expirací

U termolabilních materiálů je nutné dodat doporučení od výrobce způsob sterilizace!

Všechny tyto požadavky jsou dané vyhláškou č. 306/2012 Sb. a zodpovídá za ně pověřený pracovník sterilizačního centra.

V případě malého množství dodaného materiálu, sterilizace proběhne v následném termínu. **Proto dbejte na dostatečné zásobení materiálem v ordinacích.**

Žádám Vás o dodržování těchto podmínek a o respektování provozních hodin sterilizačního centra.

Martina Mačáková